

ИНСТРУКЦИЯ

*по применению релаксационных
комбинированных очков антифар (светофильтр №3)*

Вы приобрели очки релаксационные комбинированные антифары, имеющие светофильтр №3 (далее – очки антифары). Перед применением очков рекомендуем ознакомиться с инструкцией.

НАЗНАЧЕНИЕ

Очки антифары предназначены для улучшения видимости в ночное время суток, сумерках, а также для защиты от ослепления фарами встречных автомобилей.

СВОЙСТВА

- повышают четкость изображения;
- усиливают контрастность;
- полностью задерживают ультрафиолетовые (UV) лучи;
- снижают яркость света от фар, уличных светильников, прожекторов и т.п.

При использовании очков антифар повышается четкость и качество изображения, дальность резкого видения, повышается зрительный и цветовой комфорт в сумерках и ночью, снижается чувствительность к ослеплению, утомляемость.

Линзы очков антифар изготовлены из безопасного нетравматичного пластика со специальным светофильтром и имеют оранжевый цвет.

Линзы очков антифар имеют нулевую рефракцию.

Очки антифары предназначены для мужчин и женщин (без возрастных ограничений). При первом применении очков может появиться небольшой дискомфорт, вызванный оранжевым светофильтром, который проходит через непродолжительное время.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Избегайте падения очков на твердые поверхности, а также механических нагрузок, способных повредить оправу и линзы.
2. Не кладите очки линзами вниз на твердую поверхность.
3. Для хранения очков используйте защитный чехол и футляр.
4. Не применяйте растворители и жидкости, кроме специально предназначенных для ухода за линзами. При загрязнении очков промойте их под струей холодной воды и аккуратно протрите специальной салфеткой.
5. Используйте только специальные салфетки для очищения линз очков.
6. Допускается использование очков при наличии небольших отдельных царапин на поверхности линз.

7. Не допускается использование очков с механическими повреждениями в виде режущих выступов и других дефектов, способных привести к травмам при ношении очков.

8. При необходимости отрегулируйте длину дужек очков. Для этого погрузите заушник очков (пластмассовая часть дужки) на 35-45 секунд в горячую воду (не кипящую), а затем укоротите или удлините дужку, изгибая нагретый заушник.

Срок эксплуатации ограничивается только износом поверхности линз или механическим повреждением оправы или линзы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В состав комплекта входят:

- очки;
- пластиковый пакет;
- инструкция по эксплуатации;
- салфетка для ухода;
- чехол.

Комплект может быть упакован в картонную коробку.

ХРАНЕНИЕ, ГАРАНТИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Очки должны храниться в условиях по ГОСТ 15150, в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +40°C. Условия хранения – УХЛ 4 (ГОСТ Р 51193-2009). Не допускается совместное хранение очков с агрессивными к органическим и металлическим материалам химическими продуктами и растворителями.

Релаксационные комбинированные очки антифары соответствуют ТУ 9442-003-18257283-07, ГОСТ Р 51193-2009.

Изготовитель гарантирует надежность соединения линз с оправой в течение 6 месяцев при соблюдении правил по уходу, указанных в настоящей инструкции. Согласно ГОСТ Р 51193-2009 механические повреждения оправ или линз не могут являться основанием для претензий изготовителю очков. Очки не подлежат обмену или возврату.

Очки не имеют срока годности.

СЕРТИФИКАТЫ И МЕДИЦИНСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Релаксационные комбинированные очки антифары (светофильтр №3) успешно прошли сертификацию и имеют государственную медицинскую регистрацию.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Алис-96»

Адрес: 141070 РФ, Московская область, г. Королёв,

ул. Пионерская, д. 17/15

Тел./факс: + 7 (495) 663-96-05

www.alis96.ru

